

	<p>Object: Verstellbare Schiene, nach Wilhelm Fabry (Replik)</p> <p>Museum: Wilhelm-Fabry-Museum Benrather Straße 32a 40721 Hilden 02103-5903 wilhelm-fabry- museum@hilden.de</p> <p>Collection: Sammlung Wilhelm-Fabry- Museum, Sammlung medizinische Objekte</p> <p>Inventory number: 00768</p>
--	---

Description

In einem seiner Fallberichte (86. Observatio, 5. Centuria) schildert Fabry einige Methoden und Instrumente zur Heilung von Knochenbrüchen. "Damit aber die Köpff der gebrochenen Bein also eingerichtet bleiben/ und nicht wieder ab einander weichen/ siehe so hab ich ein Instrument erdacht/ welches auff folgende Weiß an den Schenkel zu richten"(Übersetzung Friedrich Greiff, 1653).

Die verstellbare Schiene wird im Folgenden detailliert beschrieben und mit einem Holzschnitt illustriert. Mittels der Gewindestange und eines Steckschlüssels ist die Länge stufenlos verstellbar. Der Steckschlüssel ist mit einem gedrechselten Holzgriff ausgestattet. Ein Exemplar wurde für das ehemalige Hildener Heimatmuseum als Replik angefertigt, zusammen mit anderen chirurgischen Instrumenten aus Wilhelm Fabrys Zeit. Die dazugehörigen Konstruktionszeichnungen sind ebenfalls erhalten.

Basic data

Material/Technique:	Stahl (nicht rostträge), Stoffbänder
Measurements:	L x B: 39 cm x 4,8 cm; L (Schlüssel): 13 cm

Events

Created	When	1935
	Who	
	Where	Solingen

Intellectual creation	When	1600
	Who	Wilhelm Fabry (1560-1634)
	Where	Europe

Keywords

- Early modern period
- Knochenbruch
- Orthopedics
- Replik (Nachbildung)
- Schiene
- Surgeon
- Surgery
- Surgical instrument